



TRIDENT HEMISFERICO HA

50B-11-42A	42	42	8	2208-2042
50B-11-44B	44	44	8	2208-2044
50B-11-46C	46	46	8	2208-2046
50B-11-48D	48	48	8	2208-2048
50B-11-50D	50	50	10	2208-2050
50B-11-52E	52	52	12	2208-2052
50B-11-54E	54	54	12	2208-2054
50B-11-56F	56	56	12	2208-2056
50B-11-58F	58	58	12	2208-2058
50B-11-60G	60	60	12	2208-2060
50B-11-62G	62	62	12	2208-2062
50B-11-64H	64	64	12	2208-2064
50B-11-66H	66	66	12	2208-2066
50B-11-68I	68	68	12	2208-2068
50B-11-70I	70	70	12	2208-2070
50B-11-72J	72	72	12	2208-2072
50B-11-74J	74	74	12	2208-2074

TRIDENT HEMISFERICO SÓLIDO

500-01-42A	42	42	2208-2042
500-01-44B	44	44	2208-2044
500-01-46C	46	46	2208-2046
500-01-48D	48	48	2208-2048
500-01-50D	50	50	2208-2050
500-01-52E	52	52	2208-2052
500-01-54E	54	54	2208-2054
500-01-56F	56	56	2208-2056
500-01-58F	58	58	2208-2058
500-01-60G	60	60	2208-2060
500-01-62G	62	62	2208-2062
500-01-64H	64	64	2208-2064
500-01-66H	66	66	2208-2066
500-01-68I	68	68	2208-2068
500-01-70I	70	70	2208-2070
500-01-72J	72	72	2208-2072
500-01-74J	74	74	2208-2074

TRIDENT PSL HA

542-11-40A	40	41.8	3	2208-2040
542-11-42B	42	43.8	3	2208-2042
542-11-44C	44	45.8	3	2208-2044
542-11-46D	46	47.8	3	2208-2046
542-11-48D	48	49.8	3	2208-2048
542-11-50E	50	51.8	5	2208-2050
542-11-52E	52	53.8	5	2208-2052
542-11-54F	54	55.8	5	2208-2054
542-11-56F	56	57.8	5	2208-2056
542-11-58G	58	59.8	5	2208-2058
542-11-60G	60	61.8	5	2208-2060
542-11-62H	62	63.8	5	2208-2062
542-11-64H	64	65.8	5	2208-2064
542-11-66I	66	67.8	5	2208-2066
542-11-68I	68	69.8	5	2208-2068
542-11-70J	70	71.8	5	2208-2070
542-11-72J	72	73.8	5	2208-2072



INSERTOS X3

A	623-00-22A	623-10-22A	22
B	623-00-22B	623-10-22B	22
C	623-00-22C	623-10-22C	22
D	623-00-22D	623-10-22D	22
E	623-00-22E	623-10-22E	22
F	623-00-22F	623-10-22F	22
G	623-00-22G	623-10-22G	22
H	623-00-22H	623-10-22H	22
I	623-00-22I	623-10-22I	22
J	623-00-22J	623-10-22J	22
C	623-00-28C	623-10-28C	28
D	623-00-28D	623-10-28D	28
E	623-00-28E	623-10-28E	28
F	623-00-28F	623-10-28F	28
G	623-00-28G	623-10-28G	28
H	623-00-28H	623-10-28H	28
I	623-00-28I	623-10-28I	28
J	623-00-28J	623-10-28J	28
D	623-00-32D	623-10-32D	32
E	623-00-32E	623-10-32E	32
F	623-00-32F	623-10-32F	32
G	623-00-32G	623-10-32G	32
H	623-00-32H	623-10-32H	32
I	623-00-32I	623-10-32I	32
J	623-00-32J	623-10-32J	32
E	623-00-36E	623-10-36E	36
F	623-00-36F	623-10-36F	36
G	623-00-36G	623-10-36G	36
H	623-00-36H	623-10-36H	36
I	623-00-36I	623-10-36I	36
J	623-00-36J	623-10-36J	36

INSERTOS ALUMINA

D	625-0T-28D	28
E	625-0T-32E	32
F	625-0T-32F	32
G	625-0T-36G	36
H	625-0T-36H	36
I	625-0T-36I	36

INSERTOS RETENTIVOS



Trident Inserto Retentivo Neutro Tabla de Compatibilidades

Trident PSL Tamaño Cotilo	Trident Hemisferico Tamaño Cotilo	Trident Tamaño Inserto	Tamaño Cúpula Bipolar (DI)	Tamaño Cabeza Femoral	ROM AP Recorrido	Grosor del Polietileno (mm)	Referencia Inserto Retentivo 0°
46, 48	48, 50	D	36	22	82	5,6	690-00-22D
50, 52	52, 54	E	36	22	82	7,5	690-00-22E
54, 56	56, 58	F	42	28	90	6,5	690-00-28F
58, 60	60, 62	G	42	28	90	8,1	690-00-28G
62, 64	64, 66	H	46	32	94	7,8	690-00-32H