

## Flujómetro digital



*Flowstar es un flujómetro digital portátil diseñado para la práctica diaria de estudios de flujo, donde la facilidad de uso y efectividad son las principales prioridades.*

✓ **Investigación y análisis automáticos**

La investigación empieza automáticamente cuando el paciente empieza el vaciado imprimiendo directamente los resultados de la investigación.

✓ **Sensor de flujo digital**

Sensor de flujo por transductor de peso integrado en soporte regulable en altura.

✓ **Configuración personalizada**

Flowstar permite personalizar los informes ajustando las escalas de flujo y volumen. Los tiempos de pre y post flujo son configurables por el usuario.

✓ **Nomograma de Siroky**

El informe permite imprimir el nomograma de Siroky para diagnóstico de síndrome obstructivo urinario bajo en pacientes varones.

✓ **Compacto**

Flowmaster es un sistema pequeño, portátil y ligero.